

Pakke dato:
Enheds Nr.:

Vask - Cont./Skoper/Aluminium
Damp 121/134

Ejer: T 5415 TO


Ortopædkirurgisk afd. T

PK Initialer:

TO-0289

Indpakning: Sheet KC 400 114 x 114 cm & Bku 45 x51 cm + Lilla løftestykke

Fig	Antal	Leverandørens betegnelse	Bmk. Producent nr
	1	Container til Explant Instrument	00-7050-097-00
	2	Håndtag til Osteotomes Cup 52-60 mm 2 dele	7053-003
	1	T-Håndtag m AO kobling	311.440 / 388060
	1	T Håndtag Sort til Explant Cup	7053-001
	1	Unbraco Nøgle Hex 3/16"	2100A
	1	Adapter Hex Ø 3,5 mm	7053-002
	1	Hemisphere Blade Kort 52 mm	7053-052-10
	1	Hemisphere Blade Lang 52 mm	7053-052-20
	1	Hemisphere Blade Kort 54 mm	7053-054-10
	1	Hemisphere Blade Lang 54 mm	7053-054-20
	1	Hemisphere Blade Kort 56 mm	7053-056-10
	1	Hemisphere Blade Lang 56 mm	7053-056-20
	1	Hemisphere Blade Kort 58 mm	7053-058-10
	1	Hemisphere Blade Lang 58 mm	7053-058-20
	1	Hemisphere Blade Kort 60 mm	7053-060-10
	1	Hemisphere Blade Lang 60 mm	7053-060-20
	1	Hemisphere Blade Kort 62 mm	7053-062-10
	1	Hemisphere Blade Lang 62 mm	7053-062-20
	2	Hoved 22 mm	7053-022 / 482031
	2	Hoved 26 mm	7053-026 / 501882
	2	Hoved 28 mm	7053-028 / 478711
	2	Hoved 32 mm	7053-032 / 485291



Bemærkninger

Enheds Nr.:

Pakke dato:

Pakket af:

OP-stue:

Anvendelsesdato:

OP-sygeplejerske: