

**Pakke dato:**  
**Enheds Nr.:**

Vask - Cont./Skoper/Aluminium  
Damp 134

**Ejer:** T 5415 TO


Ortopædkirurgisk afd. T

**PK Initialer:**

**TO-0940**

**Indpakning:** Sheet KC 400 114 x 114 cm & Bku 45 x51 cm + Lilla løftestykke

Fig	Antal	Leverandørens betegnelse	Bmk. Producent nr
	1	Net Vaske 50 x 240 x 480 mm GI type	18/8
	1	Skruetrækker Forlænger Hex 8,0 mm	357.398
	1	Fastnøgle 11 mm Ringgaffel	321.160
	1	Awl Ø 14,0 / 3,2 mm Kannylered	03.010.041
	1	Bor Ø 13,0 x 290 mm Kannyleret	351.270
	1	Bor Ø 13,0 x 460 mm Kannyleret	03.010.034
	1	Insert Guide Lang for Marv søm	03.013.046
	1	Skru Hex 8,0 x 110 mm Kannyleret til Lang Insert Guide for Marvsøm	03.010.146
	1	Bløddels Beskytter Ø 18,0 mm	351.050
	1	Boreguide Ø 3,2 / 13 mm L 15 cm Trocar Spids for Antegrad Indgang	03.010.031
	1	Boreguide Ø 3,2 / 13 mm L 6 cm Trocar Spids for Retrograd Indgang	357.128
	1	Bløddels Beskytter Ø 13,0 mm Retrograd Indgang	357.127
	1	Bløddels Beskytter Ø 13,0 mm Antegrad Indgang	03.010.030
	1	Autoklavepose 75 x 300 mm	91BOP07530 / 2263121
	2	Spændepind 4,5 mm	321.170
	1	Autoklavepose 75 x 520 mm	SK 22
	3	K-Tråd Ø 3,2 x 290 mm Gevind for RAFN	03.010.115



**Autoklavepose Svejses. MGP 29/06-2012**

**Bemærkninger**

Enheds Nr.:

Pakke dato:

Pakket af:

OP-stue:

Anvendelsesdato:

OP-sygeplejeske: