

Expert Tibial Nail 1 # 2 ETN Instr.


Pakke dato:
Enheds Nr.:

Vask - Cont./Skoper/Aluminium
Damp 134

Ejer: T 5415 TO Ortopædkirurgisk afd. T
Indpakning: Sheet KC 400 114 x 114 cm & Bku 45 x 51 cm

PK Initialer: TO-0935

Fig	Antal	Leverandørens betegnelse	Bmk. Producent nr
	1	Net Vaske 50 x 240 x 480 mm GI type	18/8
	1	Skruetrækker Guide Sort Hex 8,0 mm m for LFN & ETN & RAFN	03.010.093
	1	Skruetrækker Hex 8,0 mm	03.010.092
	1	Udtrækker Skrue for Marv Søm	03.010.000
	1	Skruetrækker Forlænger Hex 8,0 mm	357.398
	1	Instrumentbeskytter 30 mm	PPT 004
	1	Awl Ø 12 mm Kannylered	03.010.040
	1	T-håndtag m Uni-borepatron Kannylered	393.100
	1	Boreguide Ø 12 / 14 mm for ETN	03.010.135
	1	Bor Ø 12 x 190 mm Kannyleret DHS Kobling	03.010.036
	1	Instrumentbeskytter 30 mm	PPT 004
	1	Reamer Kannyleret til Marv Kanal Ø 12,0 mm L 350 mm	03.010.008
	1	Autoklavepose 75 x 520 mm	SK 22
	5	K-Tråd Ø 3,2 x 400 mm Gevind for LFN	357.399 / 356.830
	1	Måle Guide til Marv-kanal og Søm længde 465 mm ETN	03.010.021



Autoklaveposer Svejses. MGP 29/06-2012

Bemærkninger

Enheds Nr.:

Pakke dato:

Pakket af:

OP-stue:

Anvendelsesdato:

OP-sygeplejerske: