

Integral Reamer & Rasp

Pakke dato:  
Enheds Nr.:

Vask alm. instrumenter  
Damp 134

Ejer: T 5415 TO

Ortopædkirurgisk afd. T

PK Initialer:

TO-0411

Indpakning: Sheet KC 400 114 x 114 cm & Bku 45 x51 cm + Lilla løftestykke

Fig	Antal	Leverandørens betegnelse	Bmk. Producent nr
	1	Net Vaske 60 x 245 x 485 mm 1/1	SCDD 636
	1	Rasp 17 mm	31-600117
	1	Rasp 15 mm	31-600115
	1	Rasp 13 mm	31-600113
	1	Rasp 11 mm	31-600111
	1	Rasp 9 mm	31-600109
	1	Rasp 7 mm	31-600107
	1	Prøve Hals Integral / BFX	31-600100
	1	Prøve Hals Lateraliseret Integral / BFX	31-600101
	1	Tapered Reamer 17 mm	31-400037
	1	Tapered Reamer 11 mm	31-400031
	1	Tapered Reamer 15 mm	31-400035
	1	Tapered Reamer 13 mm	31-400033
	1	Tapered Reamer 9 mm	31-400029
	1	Tapered Reamer 7 mm	31-400027
	1	Prøve Hovede -6 Ø 32 mm for INTEGRAL Blå	31-600137
	1	Prøve Hovede -3 Ø 32 mm for INTEGRAL Grøn	31-600138
	1	Prøve Hovede 0 Ø 32 mm for INTEGRAL Hvid	31-600139
	1	Prøve Hovede +3 Ø 32 mm for INTEGRAL Orange	31-600140
	1	Prøve Hovede +6 Ø 32 mm for INTEGRAL Grå (kan være Sort)	31-600141
	1	Prøve Hovede +9 Ø 32 mm for INTEGRAL Sort (kan være Grå)	31-600142
	1	Prøve Hovede +12 Ø 32 mm for INTEGRAL Brun	31-600143



**Integral Reamer & Rasp**

**Pakke dato:**

Vask alm. instrumenter

**Enheds Nr.:**

Damp 134

**Ejer:** T 5415 TO

Ortopædkirurgisk afd. T

**PK Initialer:**

**TO-0411**

**Indpakning:** Sheet KC 400 114 x 114 cm & Bku 45 x51 cm + Lilla løftestykke

**Bemærkninger**

Enheds Nr.:

Pakke dato:

Pakket af:

OP-stue:

Anvendelsesdato:

OP-sygeplejeske:

