

Prøve Hoveder til INTEGRAL 28 og 32 mm

Pakke dato:

Vask alm. instrumenter

Enheds Nr.:

Damp 134

Ejer: T 5415 TO


Ortopædkirurgisk afd. T

PK Initialer:

TO-0902

Indpakning: Sheet KC 200 76 x 76 cm & Bku 30 x 45 cm

Fig	Antal	Leverandørens betegnelse	Bmk. Producent nr
	1	Container til INTEGRAL Prøve Hoveder	
	1	Prøve Hovede -5 Ø 22,2 mm for INTEGRAL Blå	31-600154
	1	Prøve Hovede -6 Ø 28 mm for INTEGRAL Blå	31-600130
	1	Prøve Hovede -6 Ø 32 mm for INTEGRAL Blå	31-600137
	1	Prøve Hovede -3 Ø 22,2 mm for INTEGRAL Grøn	31-600155
	1	Prøve Hovede -3 Ø 28 mm for INTEGRAL Grøn	31-600131
	1	Prøve Hovede -3 Ø 32 mm for INTEGRAL Grøn	31-600138
	1	Prøve Hovede 0 Ø 22,2 mm for INTEGRAL Hvid	31-600156
	1	Prøve Hovede 0 Ø 28 mm for INTEGRAL Hvid	31-600132
	1	Prøve Hovede 0 Ø 32 mm for INTEGRAL Hvid	31-600139
	1	Prøve Hovede +3 Ø 28 mm for INTEGRAL Orange	31-600133
	1	Prøve Hovede +3 Ø 32 mm for INTEGRAL Orange	31-600140
	1	Prøve Hovede +6 Ø 28 mm for INTEGRAL Sort	31-600134
	1	Prøve Hovede +6 Ø 32 mm for INTEGRAL Grå (kan være Sort)	31-600141
	1	Prøve Hovede +9 Ø 28 mm for INTEGRAL Grå	31-600135
	1	Prøve Hovede +9 Ø 32 mm for INTEGRAL Sort (kan være Grå)	31-600142
	1	Prøve Hovede +12 Ø 28 mm for INTEGRAL Brun	31-600136
	1	Prøve Hovede +12 Ø 32 mm for INTEGRAL Brun	31-600143
	1	Prøve Hals Standard Type 1 for INTEGRAL	31-600100
	1	Låg til Container til INTEGRAL Prøve Hoveder	



Bemærkninger

Prøve Hoveder til INTEGRAL 28 og 32 mm

Pakke dato:

Vask alm. instrumenter

Enheds Nr.:

Damp 134

Ejer: T 5415 TO

Ortopædkirurgisk afd. T

PK Initialer:

TO-0902

Indpakning: Sheet KC 200 76 x 76 cm & Bku 30 x 45 cm

Enheds Nr.:

Pakke dato:

Pakket af:

OP-stue:

Anvendelsesdato:

OP-sygeplejeske:

