

Pakke dato:
Enheds Nr.:

Vask - Cont./Skoper/Aluminium
Damp 134

Ejer: T 5415 TO

Ortopædkirurgisk afd. T

PK Initialer:

TO-0670

Indpakning: Sheet KC 400 121 x 121 cm & Bku 45 x 45 cm + Lilla Løftestk

Fig	Antal	Leverandørens betegnelse	Bmk. Producent nr
	1	Container Alu for Acumed Locking Clavicle System	80-0342
	1	-----	
	1	Container Indsats for Acumed Clavicle Instru. & Skinner	80-0525
	1	---- MÅ sendes med mangler. -- HUSK ekstra Label----	
	1	-----GENOPFYLDES AF OP-PERSONALE-----	
	2	Locking Clavicle Plates 10 Hul Large Left Blue	70-0294 / PL-CL10LL
	1	Low Profile Clavicle Plates 8 Hul Straight Left Blue	70-0286
	2	Locking Clavicle Plates 8 Hul Large Left Blue	70-0288 / PL-CL8LL
	1	Locking Clavicle Plates 8 Hul Medium Left Blue	70-0290 / PL-CL8ML
	2	Locking Clavicle Plates 8 hul Small Left Blue	70-0292 / PL-CL8SL
	2	Locking Clavicle Plates 6 hul Small Left Blue	70-0296 / PL-CL6SL
	2	Locking Clavicle Plates 10 Hul Large Right Green	70-0295 / PL-CL10LR
	1	Low Profile Clavicle Plates 8 Hul Straight Right Green	70-0287
	1	Locking Clavicle Plates 8 Hul Large Right Green	70-0289 / PL-CL8LR
	2	Locking Clavicle Plates 8 Hul Medium Right Green	70-0291 / PL-CL8MR
	1	Locking Clavicle Plates 8 Hul Small Right Green	70-0293 / PL-CL8SR
	1	Locking Clavicle Plates 6 hul Small Right Green	70-0297 / PL-CL6SR
	1	Clavicle Reaktor	PL-CL03
	2	Skruetrækker Bit Hex 2,5 mm L 15 cm AO kobling	HT-2502 / HPC-0025
	1	Tap Sleeve Assembly 3.5mm	PL-2190
	1	Lag Guide 2,8/ 3,5 mm	MS-DS2835
	1	Sharp Hook	PL-CL06
	1	-----	
	1	Container Indsats for Acumed Clavicle Instrumenter	80-0344
	1	-----GENOPFYLDES AF OP-PERSONALE-----	
	4	K-Tråd Ø 1,6 x 150 mm Trocar Tip	WS-1106ST
	2	Bor Ø 2,0 mm Gul eller Stål	MS-DC5020
	2	Bor Ø 2,8 AO Kobling Gul el Stål	MS-DC28
	2	Bor Ø 3,5 mm AO kobling Gul eller Stål	MS-DC35
	1	Gevind Tap Ø 2.7mm AO kobling	MS-LTT27
	1	Gevind Tap Ø 3.5 mm AO kobling	MS-LTT35
	2	Skruetrækker Bit Hex 2,5 mm AO kobling	HPC-0025
	2	Plate Tack	PL-PTACK
	1	Boreguide Ø 2,8/3,5 mm	PL-2196
	1	Boreguide Ø 2,0/2,8 mm	PL-2118
	1	Boreguide Ø 2,8 mm Centreret / Excentric	PL-2095
	1	Skrue Holder til skrue Ø 3,5 mm.	MS-SS35
	1	Boreguide Ø 2,8 mm m Gevind	MS-LDG35
	1	Skinne Bukker Lille	PL-2040

Pakke dato:
Enheds Nr.:

Vask - Cont./Skoper/Aluminium
Damp 134

Ejer: T 5415 TO

Ortopædkirurgisk afd. T

PK Initialer:

TO-0670

Indpakning: Sheet KC 400 121 x 121 cm & Bku 45 x 45 cm + Lilla Løftestk

1	Skinne Bukker Stor	PL-2045
2	Boreguide Ø 2,0 mm m Gevind	MS-LDG27
1	Håndtag m AO kobling	MS-3200
1	Dybdemåler 3 dele	MS-9022
1	-----	
1	Container Indsats for Acumed Clavicle Instrumenter	80-0345
1	-----GENOPFYLDES AF OP-PERSONALE-----	
4	K-Tråd Ø 0,9 x 148 mm Med Gevind Trocar tip	W60497
4	K-Tråd Ø 1,6 x 150 mm Med Gevind Trocar tip	222490
1	Silicone Måtte Sort 25 x 160 mm til Acumed Clavicle Sæt	Uden nummer
1	Hånddougine Dobbelt Freer	700668
2	Hohman Retractor	MS-46827
1	Knoglelus 14 cm	FO 115
1	Låse Tang Skinneholder til Clavikel Skinner Acumed	80-0223
1	Håndtag Lille med AO kobling	MS-1210
1	Låse Tang til Clavikel Skinner Acumed	PL-CL04
1	Hånddougine	MS-46212
1	-----	
1	Container Indsats for Acumed Clavicle Skinner	80-0347
1	---- MÅ sendes med mangler. -- HUSK ekstra Label----	
1	-----GENOPFYLDES AF OP-PERSONALE-----	
1	Silicone Måtte Sort 225 x 230 mm til Acumed Clavicle Sæt	Uden nummer
1	Clavicle Hook Plates 3 Hul Højre Dybde 15 mm	319735 / 5.336.03
1	Clavicle Hook Plates 3 Hul Højre Dybde 19 mm	320787 / 5.333.03
1	Clavicle Hook Plates 4 Hul Højre Dybde 15 mm	321618 / 5.336.04
1	Clavicle Hook Plates 4 Hul Højre Dybde 19 mm	318656 / 5.330.04
1	Clavicle Hook Plates 3 Hul Venstre Dybde 15 mm	321617 / 5.337.03
1	Clavicle Hook Plates 3 Hul Venstre Dybde 19 mm	319050 / 5.333.03
1	Locking Clavicle Plates 8 Hul Medium Right Green	70-0291 / PL-CL8MR
1	Locking Clavicle Plates 8 Hul Small Right Green	70-0293 / PL-CL8SR
1	Locking Clavicle Plates 8 Hul Large Left Blue	70-0288 / PL-CL8LL
1	Locking Clavicle Plates 8 hul Small Left Blue	70-0292 / PL-CL8SL
1	Locking Clavicle Plates 8 Hul Medium Left Blue	70-0290 / PL-CL8ML
1	Locking Clavicle Plates 6 hul Small Left Blue	70-0296 / PL-CL6SL
1	-----	
1	Container Låg for Acumed Locking Clavicle System	80-0343

Acumed Clavikel Sæt

Pakke dato:
Enheds Nr.:

Vask - Cont./Skoper/Aluminium
Damp 134


Ejer: T 5415 TO

Ortopædkirurgisk afd. T

PK Initialer:

TO-0670

Indpakning: Sheet KC 400 121 x 121 cm & Bku 45 x 45 cm + Lilla Løftestk



Bemærkninger

Enheds Nr.:

Pakke dato:

Pakket af:

OP-stue:

Anvendelsesdato:

OP-sygeplejerske: