

Vask - Cont./Skoper/Aluminium

Damp 121/134

Enheds Nr.:

Ejer: T 5415 TO

Ortopædkirurgisk afd. T

PK Initialer:

TO-0435

Indpakning: Sheet KC 400 121 x 121 cm & Bku 45 x 45 cm + Lilla
Løftestk

TO-0435

Fig	Antal	Leverandørens betegnelse	Bmk. Producent nr
	1	Container for Elastic Nail Sæt	689.511
	1	-----	
	1	Indsats for TEN Nail Instrumenter	68.009.001
	1	Hammer Kombi til TEN	359.221
	1	Ekstraktionstang til TEN	359.215
	1	Syl til TEN	359.213
	1	Inderdel til Afskæringsinstrument TEN	359.217.001
	1	Afskæringsinstrument til TEN	359.217.002
	1	Låseskrue til Afskæringsinstrument TEN	359.217.003
	1	Håndtag til Afskæringsinstrument m Skralde 2 dele	359.217.004
	2	Spændepind 4,5 mm	321.170
	1	T-Håndtag til TEN pinde Blå	359.219
	1	Hammer Guide for TEN	359.218
	1	-----Øverste lag	
	1	Indsats for TEN Nail Instr. & Implants	68.009.002
	1	Double Drill Guide Ø 4.5/3.2 mm	312.460
	1	Spænde Nøgle til TEN	321.250
	1	Bor Ø 2,7 x 125 mm AO kopling	315.280
	1	Bor Ø 3,2 x 195 mm AO kopling	315.290
	1	Bor Ø 4,5 x 195 mm AO kopling	315.480
	1	Skruetrækker Bit til Lyserød Låsehætte	359.226
	1	Skruetrækker Bit til Grøn Låsehætte	359.222
	3	F-Tool for Reduction Kort	359.209.002
	1	Indbanker til TEN Skrå Ø 1,5 - 3,0 mm	359.220
	1	Indbanker til TEN Skrå	359.206
	1	Indbanker til TEN Lige	359.205
	1	F-Tool for Reduction Lang	359.209.001
	1	-----GENOPFYLDES AF OP-PERSONALE-----	
	6	TEN Elastic Nail Ø 1,5 x 300 mm Violet Tan	475.915
	6	TEN Elastic Nail Ø 2,0 x 440 mm Grøn Tan	475.920
	6	TEN Elastic Nail Ø 2,5 x 440 mm Lyserød Tan	475.925
	6	TEN Elastic Nail Ø 3,0 x 440 mm Gul Tan	475.930
	6	TEN Elastic Nail Ø 3,5 x 440 mm Blå Tan	475.935
	6	TEN Elastic Nail Ø 4,0 x 440 mm Violet Tan	475.940
	1	-----	
	1	Net Instrument 30 x 40 x 80 mm 1/10, m. låg til små dele	7501282
	6	Låsehætte til TEN Ø 1,5 - 2,5 mm Lyserød	475.905
	6	Låsehætte til TEN Ø 3,5 - 4,0 mm Grøn	475.900
	1	Container Låg Synthes	689.507

Vask - Cont./Skoper/Aluminium

Damp 121/134

Enheds Nr.:

Ejer: T 5415 TO


Ortopædkirurgisk afd. T

PK Initialer:

TO-0435

Indpakning: Sheet KC 400 121 x 121 cm & Bku 45 x 45 cm + Lilla
Løftestk

TO-0435



Bemærkninger

Enheds Nr.:

Pakkedato:

Pakket af:

OP-stue:

Anvendelsesdato:

OP-sygeplejeske:

